



PALOMACARE®

Gel vaginal

ES

Hidratante y reparador de la mucosa cérvico-vaginal

Palomacare Gel Vaginal posee las siguientes propiedades:

- Hidratar y reepitelizar la mucosa cérvico-vaginal
- Reequilibrar la microbiota vaginal
- Mejorar la salud vaginal

La formulación en gel garantiza que el producto esté en contacto con la mucosa vaginal durante más tiempo. De este modo, la mucosa vaginal recupera sus características normales de flexibilidad y de hidratación, favoreciendo los procesos de reparación fisiológica.

Recomendaciones de uso: Producto sanitario útil para:

Situaciones que afectan a la salud vaginal con presencia de sequedad y/o atrofia vaginal:

- Menopausia, postparto y lactancia
- Post cirugía ginecológica: conización, LETZ, biopsias cervicales, cirugía vaginal
- Radio y quimioterapia

Situaciones que afectan a la salud vaginal con alteración de la microbiota vaginal:

- Antibioticoterapia de amplio espectro
- Situaciones de inmunodepresión
- Diabetes mal controladas
- Infecciones vaginales de repetición

Modo de acción: Palomacare Gel Vaginal es una formulación innovadora no hormonal con una acción principal de formación de una película sobre la mucosa vaginal que, combinada con diferentes ingredientes naturales en forma niosomal y fitosomal, producen una mejor hidratación y un mejor confort (al reducir la sensación de "pérdidas" percibidas por las pacientes).

Modo de empleo:

En situaciones agudas: se recomienda aplicar una cánula, una vez al día.

Situaciones leves y de mantenimiento: Se aconseja aplicar una cánula en días alternos.

Aplicar una cánula monodosis en la zona vaginal, preferiblemente antes de acostarse. Presionar el envase para vaciar su contenido y retirar suavemente. Sin aclarado. Desechar la cánula monodosis.

Principales acciones de los componentes de Palomacare® gel hidratante y reparador de la mucosa vaginal:

- **Niosomas de ácido hialurónico:** Su acción principal es la hidratación superficial de tejidos, proporcionando elasticidad a las membranas mucosas.
- **Niosomas de β-glucano:** Por sus propiedades mantiene la estructura y la funcionalidad de la mucosa vaginal.
- **Fitosomas de Centella asiática:** Favorece el proceso natural de reparación de la mucosa vaginal.
- **BioEcolia®:** Prebiótico (Alfa-oligoglucano) que estimula el crecimiento de la flora bacteriana beneficiosa y reequilibra la microbiota vaginal.
- **Aloe vera:** Acción hidratante, epitelizante y reparadora de la mucosa vaginal.

Advertencias: No utilizar en personas con hipersensibilidad conocida a alguno de sus ingredientes. Si tras la aplicación experimenta molestias en su utilización, suspenda su uso y consulte a su médico. En caso de embarazo, consultar con el médico antes de su uso.

Testado bajo control ginecológico

Sin perfume, pH=5
Sin parabenos
Favorece las relaciones sexuales
Compatible con preservativos

Presentación: 6 cánulas monodosis de 5 ml

Conservar el producto en lugar fresco y seco
Mantener fuera del alcance de los niños



PALOMACARE®

Gel vaginal

PT

Hidratante e reparador da mucosa cervico-vaginal

Palomacare Gel Vaginal possui as seguintes propriedades:

- Hidratação e reepitelização da mucosa cervico-vaginal
- Reequilíbrio da microbiota vaginal
- Melhoria da saúde vaginal

A formulação em gel garante que o produto fique em contato com a mucosa vaginal durante mais tempo. Deste modo, a mucosa vaginal recupera as suas características normais de flexibilidade e hidratação, favorecendo os processos fisiológicos de reparação.

Recomendações de utilização. Dispositivo médico indicado para:

Situações que afetam a saúde vaginal, com apresentação de secura e/ou atrofia vaginal:

- Menopausa, pós-parto e amamentação
- Pós-cirurgia ginecológica: conização, LETZ, biópsia cervical, cirurgia vaginal
- Rádio e quimioterapia

Situações que afetam a saúde vaginal com alteração da microbiota vaginal:

- Terapia antibiótica de amplo espectro
- Situações de imunossupressão
- Diabetes mal controlada
- Infecções vaginais repetidas

Mecanismo de ação: Palomacare Gel Vaginal é uma formulação não hormonal inovadora, cuja principal ação é a formação de um filme sobre a mucosa vaginal que, combinado com os diversos ingredientes naturais em forma de fitossomas e niosomas, proporciona uma melhor hidratação e conforto vaginal (ao reduzir a sensação de corrimento vaginal percebida pelas pacientes).

Modo de utilização:

Situações agudas: uma cânula de dose única por dia.

Situações moderadas e de manutenção: uma cânula de dose única a cada 2 dias.

Aplicar a cânula de dose única no canal vaginal, de preferência antes de deitar. Pressione a cânula para esvaziar o conteúdo e retire-a suavemente. Sem enxaguar. Descarte a cânula de dose única.

Principais ações dos componentes de Palomacare® gel hidratante e reparador da mucosa cervico-vaginal:

- **Niosomas do ácido hialurónico:** a sua principal ação é a hidratação superficial dos tecidos, proporcionando elasticidade.
- **Niosomas de β-glucano:** Pelas suas propriedades, mantém a estrutura e a funcionalidade natural da mucosa vaginal.
- **Phytosomes da Centella asiatica:** promove o processo natural de reparação da mucosa vaginal.
- **BioEcolia®:** Prebiótico (Alfa-oligoglucano) que estimula o crescimento da flora bacteriana benéfica e reequilibra a microbiota vaginal.
- **Aloe vera:** ação hidratante, epitelizante e reparadora da mucosa vaginal.

Precauções: Não use em caso de hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos ingredientes. Se, após a aplicação, sentir irritação ou desconforto, descontinue o uso e consulte o seu médico. Em caso de gravidez, consulte o seu médico antes de usar.

Testado sob controle ginecológico

Sem perfume, pH=5
Sem parabenos
Facilita as relações sexuais
Compatível com preservativos

Apresentação : 6 cânulas de dose única de 5 ml

Conservar em local fresco e seco
Manter fora do alcance das crianças



PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.
Avda. Miguel Hernández 21, Bajo
46450 Benifaió (Valencia) - España



Distribuidor em Portugal:
PCHP - WOMEN CARE UNIP. LDA.
Lagoas Park, Edifício 7, Piso 1 Sul
2740-244 Porto Salvo - Portugal



PALOMACARE®

Gel vaginal

FR

Hydratant et réparateur de la muqueuse cervico-vaginale

Palomacare Gel Vaginal possède les propriétés suivantes :

- Hydratation et réépipithélisation de la muqueuse cervico-vaginale
- Rééquilibrage du microbiote vaginal
- Amélioration de la santé vaginale

La formulation en gel assure que le produit reste plus longtemps en contact avec la muqueuse vaginale. Ainsi celle-ci retrouve ses propriétés normales d'élasticité et d'hydratation, favorisant le processus de réparation physiologique.

Recommandations d'utilisation, Dispositif médical indiqué dans les :

Situations qui affectent la santé vaginale, avec sécheresse et/ou atrophie vaginale :

- Ménopause, post-partum et allaitement
- Post-chirurgie gynécologique : conisation, LETZ, biopsie cervicale, chirurgie vaginale
- Radio et chimiothérapie

Situations qui affectent la santé vaginale avec altération du microbiote vaginal :

- Antibiothérapie à large spectre
- Situations d'immunodépression
- Diabète mal contrôlé
- Infections vaginales à répétition

Mode d'action : Palomacare Gel Vaginal est une formulation innovante non hormonale, ayant pour action principale la formation d'un film sur la muqueuse vaginale, qui, combinée avec les différents ingrédients naturels sous forme de phytosomes et de niosomes, améliore l'hydratation et le confort vaginal (réduction du sentiment de « perte » perçue par les patientes).

Mode d'emploi :

Situations aiguës : une canule unidose par jour.

Situations modérées et chroniques : une canule unidose tous les 2 jours.

Appliquer la canule unidose dans la cavité vaginale, de préférence avant le coucher. Appuyer sur le tube afin de vider son contenu et retirer délicatement. Ne pas rincer. Jeter la canule unidose.

Propriétés principales des ingrédients de Palomacare® gel hydratant et réparateur de la muqueuse vaginale :

• **Niosomes d'acide hyaluronique :** leur action principale est l'hydratation superficielle des tissus, apportant élasticité et aux membranes muqueuses.

• **Niosomes de β -glucane :** propriétés de maintien de la structure et la fonction de la muqueuses vaginale.

• **Phytosomes de Centella asiatica :** favorisent le processus naturel de réparation de la muqueuse vaginale.

• **BioEcolia® :** Prébiotique (Alfa-oligoglucane) qui stimule la croissance de la flore bactérienne bénéfique, et rééquilibre le microbiote de la zone cervico-vaginale.

• **Aloe vera :** action hydratante et réépipithélisante qui favorise le processus de réparation de la muqueuse vaginale.

Précautions d'emploi : ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des ingrédients. Si vous ressentez un quelconque désagrément à la suite de l'application, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. En cas de grossesse, consultez votre médecin avant utilisation.

Testé sous contrôle gynécologique

Sans parfum. pH=5

Sans parabens

Facilite les relations sexuelles

Compatible avec l'utilisation de préservatifs

Présentation : 6 canules unidoses de 5 ml

Conserver dans un endroit frais et sec
Tenir hors de la portée des enfants



Distributeur en France :
PROCARE HEALTH FRANCE SAS
3 square Desaix
75015 Paris-France



PALOMACARE®

Vaginal gel

EN

Moisturizing and repairing gel for the cervical-vaginal mucosa

Palomacare® Vaginal Gel has the following properties:

- Hydrates and restores the epithelium of the cervical-vaginal mucosa
- Re-balances the vaginal microbiota
- Improves vaginal health

Its gel formulation guarantees that the product remains in contact with the vaginal mucosa for longer periods of time. In this way, the vaginal mucosa recovers its normal elasticity and hydration, promoting physiological repair processes.

Recommended use: Medical device useful for:

Situations that affect vaginal health, with the presence of dryness and/or vaginal atrophy:

- Menopause, post-partum and breastfeeding
- Post-gynaecological surgery: conisation, LETZ (loop excision), cervical biopsies, vaginal surgery
- Radiation therapy and chemotherapy

Situations that affect vaginal health by altering the vaginal microbiota:

- Broad-spectrum antibiotic therapy
- Situations of suppressed immunity
- Poorly controlled diabetes
- Chronic vaginal infections

Mechanism of action: Palomacare® Vaginal Gel is an innovative, non-hormonal formulation whose primary action is to form a film on the vaginal mucosa that, combined with various natural ingredients in niosomal and phytosomal form, moisturizes with an improved comfort (by reducing the sensation of "losses" perceived by patients).

Instructions for use:

In acute situations: It is recommended to apply one cannula, once a day.

Mild situations and maintenance: It is recommended to apply one cannula every other day.

Apply a single-dose cannula in the vaginal area, preferably at bedtime. Press the applicator to empty its contents and remove gently. Do not rinse. Discard the single-dose cannula.

Primary actions of Palomacare® components; moisturizing and repairing gel for the vaginal mucosa:

• **Hyaluronic acid niosomes:** Their primary action is tissue surface hydration, providing elasticity to mucous membranes.

• **β -glucan niosomes:** Their properties maintain the structure and function of the vaginal mucosa.

• **Centella asiatica phytosomes:** Promote the vaginal mucosa's natural repair process.

• **BioEcolia®:** Prebiotic (α -glucan oligosaccharide) that stimulates the growth of beneficial bacterial flora and re-balances the vaginal microbiota.

• **Aloe vera:** Hydrating, epithelializing, and repairing actions for the vaginal mucosa.

Caution: Not for use in persons with known hypersensitivity to any of the ingredients. If after application you experience discomfort, discontinue use and consult a physician. If pregnant, consult with a physician prior to use.

Tested under gynaecological control

Fragrance-free. pH=5

Paraben-free

Favours sexual intercourse

Compatible with condoms

Presentation: 6 single-dose 5 ml cannulas

Store the product in a cool and dry place
Keep out of reach of children



Distributed in UK:
PROCARE WOMEN HEALTH LTD.
271 High Street Berkhamsted Herts
HP411A England



À recycler dans la poubelle jaune

Rev: 12/2020

Rev: 12/2020